

## Simulador de inyección intramuscular - Muslo

### Info

Weight 3.3 kg  
Brand 3B  
Artículo No.

- Este producto tiene una gartantía de 3 años



### Descripción

Este simulador de alta calidad representa un muslo derecho que muestra de modo realista todos los puntos anatómicos de palpación importantes, como, por ejemplo, la rótula y el trocante mayor. Permite una ejercitación muy clara de la aplicación correcta de una inyección intramuscular. La fina electrónica integrada proporciona información visual y auditiva de los resultados, como por ejemplo, corrección o incorrección de la inyección, contacto con el hueso o ubicación errada. Modos adicionales de ejercicios y de control permiten una evaluación inmediata o posterior de los resultados, de acuerdo con las condiciones de enseñanza. La realista piel de silicona, incluida en el suministro, es altamente duradera y, de ser necesario, se puede recambiar de manera rápida y simple. El suministro del simulador incluye dos pilas AA, una jeringa de inyección de 5 ml y una cánula de inyección de 21 gauge (0,8x50mm).

Importante: No llene la jeringa con líquido. La unidad sólo está destinada a la práctica en seco.

	Simulador de inyecciones intramusculares - brazo	Simulador de inyección intramuscular - muslo	Simulador de inyección para los glúteos	Simulador de inyecciones intramusculares	Modelo de nalga para inyección i.m.	Simulador de inyección intramuscular	Simulador de inyección intradérmica
Item No.	<a href="#">1009840</a>	<a href="#">1000511 (Blanco)</a> <a href="#">1023766 (Oscuro)</a>	<a href="#">1000514 (Blanco)</a> <a href="#">1023767 (Oscuro)</a>	<a href="#">1010008 (Blanco)</a> <a href="#">1023300 (Oscuro)</a>	<a href="#">1005394</a> / <a href="#">1022267</a>	<a href="#">1005586</a>	<a href="#">1005628</a>
Parte del cuerpo	brazo derecho	muslo	glúteo	extracto muscular con piel	pelvis con nalgas	torso inferior	antebrazo
Marcas anatómicas palpables				-			-
Tipo de inyección	intramuscular	intramuscular	intramuscular	intramuscular	intramuscular	intramuscular	intradérmica
Lugares de la inyección	según indique el instructor	según indique el instructor	según indique el instructor	toda la superficie	según indique el instructor	según indique el instructor	ocho
Inyección adecuada	respuesta audiovisual	respuesta audiovisual	respuesta audiovisual	-	aparece un piloto verde	-	se forma una roncha en la piel
Información adicional	hay modos de ensayo y formación disponibles	hay modos de ensayo y formación disponibles	hay modos de ensayo y formación disponibles	absorberá el fluido	piel de un material especial que no muestra marcas de agujas	la estructura ósea simulada está integrada en el torso	kit de líquido de reparación para piel incluido (M-1013686)