

FICHA TÉCNICA

Referencia: 99.835.97

GTIN-13: 8428763051558

Marca: LESSA-DEFIPAD

Descripción: PAD Desfibrilación Pediátrico (para uso en pacientes <25Kg)

Área activa por cada electrodo: 40 cm²

Superficie total por cada electrodo: 75 cm²

Material conductor: lámina de metal

Material de soporte: FOAM de espesor 1 mm

Gel electroconductor: Gel adhesivo conductivo de baja impedancia.

Longitud del cable: 120 cm. Fuera de la bolsa.

Número de choques de desfibrilación: 50x100J

Compatible con: Zoll AED Plus/Pro

Zoll Medical Corp	AED PLUS
	AED PRO
	ZOLL AED 3

Tecnología de gradiente térmico: Los parches de desfibrilación LESSA DEFI-PAD están diseñados de forma que se evitan posibles quemaduras y pérdidas en la uniformidad de la distribución de la corriente.

Conformidad a las normas: Directiva 93/42/CEE (dispositivo clase IIb); ANSI/AAMI: DF-80; IEC/EN: 60601-1, 60601-2-4; ISO: 10993-1



Características eléctricas:


Descripción	LESSA DEFI PADS	ANSI/AAMI: DF-80
Impedancia a cortas señales de AC (@ 10Hz)	< 200 ohm	< 3000 ohm
Impedancia a largas señales de AC	< 3 ohm	< 3 ohm
Ruido	< 20 μ V	< 100 μ V
Offset voltaje tras desfibrilación @ 4 seg.	< 350 mV	< 400 mV
Rigidez Dieléctrica – corriente de fuga @ 7,5 kV	< 250 μ A	< 250 μ A
Offset voltage DC	< 10 mV	< 100 mV

Presentación: Bolsas selladas con 2 unidades; en cajas de 5 bolsas.

Condiciones de almacenado: Temperatura 5°C a 35°C. Almacenar en lugar seco y no expuesto a luz solar o fuentes directas de iluminación. Consultar detalle en envase.

Caducidad: Ver envase. Vida útil 30 meses a partir de la fecha de producción.

Precauciones: Producto de un sólo uso.



Eduardo Fernández
Técnico Responsable

Barberà del Vallès, 19 de Septiembre de 2018